

Enkel  
og effektiv  
**BESKYTTELSE**  
mod stikskader



CONTA-GUARD™

# BESKYT dig selv mod stikskader

CONTA-GUARD™ beskytter dig mod stikskader under hele forløbet - fra klargøring til deponering af den brugte kanyle.

CONTA-GUARD™ er et plastik-lamineret engangsskjold, som forsegler den brugte kanyles bagende. Når den kontaminerede kanyle er forseglet, er al videre håndtering fuldstændig sikker.

CONTA-GUARD™ standeren gør det sikkert at aftage og påsætte kanylehylsteret med én hånd – også ved gentagne injektioner i den samme patient.

Systemet kan benyttes til alle standard dentalsprøjter og -kanyler.

Det er let at anvende og integrere i de daglige rutiner.





1

Fjern det perforerede felt (udtræksåbningen) i æskens side/bund.



2

Træk beskyttelsesfilmen af og tryk kanylehylsteret igennem hullet i CONTA-GUARD™. Limsiden skal pege op mod sprøjten.



3

Placer den klargjorte injektionssprøjte i standen. Dernæst tryk let på standerens vinger. Herved fastholdes kanylehylsteret i standen, så sprøjten/kanylen kan løftes fri af kanylehylsteret.



4

Kanylehylsteret med CONTA-GUARD™ sidder tilbage i standen under injektionen.



5

Efter injektionen: Tryk injektionssprøjten tilbage i kanylehylsteret/standen - vær opmærksom på ikke at penetrere kanylehylsteret med den skarpe kanylespids.



6

Løft sprøjten op (uden at trykke på vingerne) og skru kanylen af.



7

Fold CONTA-GUARD™ fast omkring den bagerste del af kanylen.



8

Kanylen er nu forseglet, og du er fuldstændig beskyttet mod enhver risiko for utilsigtede stik i fingrene.

Se animeret  
step by step-guide



# CONTA-GUARD™

en effektiv beskyttelse mod stikskader  
- beskytter i hele forløbet fra injektion  
til deponering af den brugte kanyle.

CONTA-GUARD™

Laminerede engangsskjold,  
æske á 200 stk. RØNVIG art. nr. 2200  
Re-capping stand, RØNVIG art. nr. 2222

Designet og produceret i Danmark af



**RØNVIG** Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Tel.: +45 70 23 34 11

Fax: +45 76 74 07 98 · E-mail: [export@ronvig.com](mailto:export@ronvig.com) · [www.ronvig.com](http://www.ronvig.com)