




INSTRUCTIONS FOR USE

DESCRIPTION: PAROJECT® is a compact syringe with a controlled small dosage permitting a slow non-traumatic injection.

COMPATIBILITY: PAROJECT® is used with a standard dental needle and a standard dental cartridge according to the following:

REF	Needle thread	Cartridge
2013	M6	1.8 ml
2016, 2018	7/32"	1.8 ml
2030	7/32"	2.2 ml

- !

Use dental needles featuring plastic threads.
Avoid using metal threads as they may cause deposit of metal shavings in the thread.
- INTENDED PURPOSE:** Dental syringe for intraligamental local analgesia.
- USER PROFILE:** To be operated by dental professionals authorized and trained to perform dental local injections.
- INSTRUCTIONS:**
1. Disassemble the syringe into two parts: front (barrel) and rear (lever housing), fig. 1.
 2. Remove the plunger by pulling the plunger through the lever housing, fig. 2.
 3. Screw on the disposable dental needle, fig. 3.
 4. Insert a standard dental cartridge into the barrel, fig. 4.
 5. Reassemble the syringe by screwing the barrel onto the lever housing, fig. 5.
 6. Insert the plunger into the lever housing and push it until contact is made with the cartridge, fig. 6.

! The plunger can only be inserted from the rear of the lever housing and with the smallest smooth part of the plunger going into the lever housing first.

The PAROJECT® is now loaded and ready for use.

- CLEANING:** Clean in a dental washer disinfector using a universal program.
- STERILIZATION:** The PAROJECT® is delivered non-sterile and should be sterilized before first use. Sterilize in moist heat (autoclave) at 134°C/273°F for min. 3 minutes.
- STORAGE:** Keep in a dry place, protected against recontamination.
- DISPOSAL:** Dispose of the PAROJECT® if the device is damaged or have visible signs of wear. After the last use, dispose of the PAROJECT® in a recycling container in a clean state.
- WARRANTY:** PAROJECT® is covered by a 5-year warranty. Damages due to inadequate care or incorrect handling are not covered by the warranty.
- PRODUCT LIFETIME:** 5 years.

BRUGERVEJLEDNING

BESKRIVELSE: PAROJECT® er en kompakt injektionssprøjte med en kontrolleret lille dosis, der tillader en langsom, ikke-traumatisk injektion.

KOMPATIBILITET: PAROJECT® anvendes med en standardtubule og en standard dental engangskanyle i henhold til følgende:

REF	Kanylegevind	Tubule
2013	M6	1.8 ml
2016, 2018	7/32"	1.8 ml
2030	7/32"	2.2 ml

- !

Anvend dentalkanyler med plastikgevind.
Undgå at anvende metalgevind da de kan forårsage aflejring af metallsåner i gevindet.
- TILSIGTET ANVENDELSE:** Dental injektionssprøjte til intraligamentær lokalanalgesi.
- BRUGERPROFIL:** Må kun anvendes af uddannede tandlæger, der er bemyndigede til at udføre lokale dentale injektioner.
- INSTRUKTIONER:**
1. Adskil sprøjten i to dele: for (tubulerør) og bag (bagstykke), fig. 1.
 2. Stempelstangen fjernes ved at trække den gennem bagstykket, fig. 2.
 3. En dental engangskanyle skrues på, fig. 3.
 4. En standardtubule anbringes i tubulerøret, fig. 4.
 5. Saml sprøjten igen ved at bagstykket og tubulerøret skrues sammen, fig. 5.
 6. Stemplestangen indføres i bagstykket og skubbes frem til den kommer i kontakt med tubulen, fig. 6.

! Stemplet kan kun indsættes fra bagsiden af bagstykket og med den korteste glatte del af stemplet, der først går ind i bagstykket.

PAROJECT® er nu klar til brug.

- RENGØRING:** Rengør i en dental vaskemaskine/desinfektor på et universalt program.
- STERILISERING:** PAROJECT® leveres ikke-steril og skal steriliseres inden første brug. Steriliser i autoklave ved 134°C i 3 minutter.
- OPBEVARING:** Opbevares tørt og beskyttet mod genkontaminering.
- BORTSKAFFELSE:** Bortskaf PAROJECT®, hvis enheden er beskadiget eller har synlige tegn på slid. Efter sidste brug, bortskaffes PAROJECT® i en genbrugsbeholder i ren tilstand.
- GARANTI:** PAROJECT® er omfattet af en 5-års garanti. Skader opstået ved utilstrækkelig pleje eller u hensigtsmæssig håndtering er ikke dækket af garantien.
- PRODUKTETS LEVETID:** 5 år.

BRUKSANVISNING

BESKRIVELSE: PAROJECT® er en kompakt sprøyte med en kontrollert liten dosering som tillater en langsom ikke-traumatisk injeksjon.

KOMPATIBILITET: PAROJECT® brukes med en standard tann-nål og en standard tannkassett i henhold til følgende:

REF	Kanylegjeng	Karpyle
2013	M6	1.8 ml
2016, 2018	7/32"	1.8 ml
2030	7/32"	2.2 ml

- !

Bruk tannnåler med plasttråder.
Unngå å bruke metallgjeng, da de kan føre til at metallspon setter seg fast i gjengen.
- TILTENKT BRUG:** Tannsprøyte for intraligamentær local analgesi.
- BRUKERPROFIL:** Brukes av tannleger som er autorisert og opplært i utføring av lokale injeksjoner.
- INSTRUKSJONER:**
1. Demonter sprøyten i to deler: Front (sprøytesylinder) og bak (stempelhus), fig. 1.
 2. Fjern stempelet ved å trekke stempelet gjennom stempelhuset, fig. 2.
 3. Skru fast engangskanylen, fig. 3.
 4. Sett en standard karpyle inn i sprøytesylindren, fig. 4.
 5. Monter sprøyten igjen ved å skru sprøytesylindren fast på stempelhuset, fig. 5.
 6. Sett stempelet inn i stempelhuset og trykk yil det oppnås kontakt med patronen, fig. 6.

! Stempelet kan bare føres inn bak på stempelhuset når den minste, glatte delen av stempelet føres inn i stempelhuset først.

PAROJECT®-sprøyten er nå klar til bruk.

- RENGJØRING:** Rengjøres ved universalprogram i en dental dekominator.
- STERILISERING:** PAROJECT® leveres usteril og skal steriliseres før første bruk. Steriliseres i autoklav ved 134°C i minst 3 minutter.
- OPBEVARING:** Oppbevares på tørt sted, godt beskyttet mot ny kontaminasjon.
- KASSERING:** Kast PAROJECT® hvis enheten er skadet eller har synlige tegn på slitasje. Etter siste bruk, kast PAROJECT® i en resirkuleringsbeholder i ren tilstand.
- GARANTI:** PAROJECT® er dekket av en femårig garanti. Skader på grunn av utilstrekkelig stell eller fallaktig bruk dekkes ikke av garantien.
- PRODUKTETS LEVETID:** 5 år

BRUKSANVISNING

BESKRIVNING: PAROJECT® är en kompakt spruta med en kontrollerad liten dos, som medger långsam icke-traumatisk injektion.

KOMPATIBILITET: PAROJECT® används med en dental kanyl av standardtyp och en dental cylinderampull av standardtyp enligt följande:

REF	Kanylgänga	Ampull
2013	M6	1.8 ml
2016, 2018	7/32"	1.8 ml
2030	7/32"	2.2 ml

! Använd dentala kanyler med plastgångor.
Undvik att använda metallgångor, då dessa skulle kunna orsaka ansamling av metallspån i gängan.

- AVSEDD ANVÄNDNING:** Dental spruta för intraligamental lokalbedövning.
- ANVÄNDARPROFIL:** Ska användas av yrkesmän inom tandvård, som auktoriserats och utbildats för att utföra lokala dentala injektioner.
- INSTRUKTIONER:**
1. Ta isär sprutan i två delar: framstycke (cylinder) och bakstycke (med handtaget), fig. 1.
 2. Ta bort kolvstången genom att dra ut den genom bakstycket, fig. 2.
 3. Skruva på en dental engångskanyl, fig. 3.
 4. För in en standardampull i cylindern, fig. 4.
 5. Sätt ihop sprutan igen genom att skruva fast cylindern på bakstycket, fig. 5.
 6. För in kolvstången genom bakstycket och tryck tills stången har kontakt med ampullen, fig. 6.

! Kolvstången kan enbart införas bakifrån in i bakstycket och med den minsta, släta delen av kolvstången först.

PAROJECT®-sprutan är nu laddad och klar att använda.

- RENGÖRING:** Rengör instrumentet i ett universal-program i en dental diskdesinfektor.
- STERILISERING:** PAROJECT® levereras osteril och ska steriliseras före den första användningen. Sterilisera i autoklav vid 134°C i minst 3 minuter.
- FÖRVARING:** Förvaras torrt, skyddat mot återkontaminering.
- AVFALLSHANTERING:** Kassera PAROJECT® om enheten skulle vara skadad eller uppvisa tydliga tecken på slitage. Efter sista användning, bortskaffa PAROJECT® i en återvinningsbehållare under rena förhållanden.
- GARANTI:** PAROJECT® täcks av en 5-års garanti. Skada orsakad av oförsiktighet och felaktig hantering tacks inte av garantin.
- PRODUKTENS LIVSLÅNGD:** 5 år.

KÄYTTÖOHJEET

KUVAUS: PAROJECT® on kompakti ruisku, joka antaa pienen, hitaan, traumatisoimattoman injektion mahdollistavan annoksen.

YHDENMUKAISUUS: PAROJECT®-ruiskussa käytetään normaalia neulaa ja normaalia patruunaa seuraavasti:

REF	Neulan kierteet	Patruuna
2013	M6	1.8 ml
2016, 2018	7/32"	1.8 ml
2030	7/32"	2.2 ml

- !

Käytä neuloja, joissa on muovikierteet.
Vältä metallikierteiden käyttöä, koska ne voivat aiheuttaa metallilastujen kerääntymisen kierteeseen.
- KÄYTTÖTARKOITUS:** Ruisku intraligamentaariseen paikallispuudutukseen.
- KÄYTTÄJÄT:** Tarkoitettu hammaslääketieteellisen koulutuksen saaneen, valtuutetun hoitohenkilöstön käyttöön, jolla on lupa ja koulutus hampaiden paikallispuudutuksien suorittamiseen.
- OHJEET:**
1. Irota ruiskun etuosa (sylinteri) ja takaosa (kahvan runko) toisistaan, fig. 1.
 2. Irota mäntä vetämällä mäntä "kahvan rungon" läpi, fig. 2.
 3. Kierrä kertakäyttöinen hammashoidon neula paikalleen, fig. 3.
 4. Työnnä normaali patruuna "sylinteriin", fig. 4.
 5. Kokoa ruisku uudelleen kiertämällä "sylinteri" kiinni "kahvan runkoon", fig. 5.
 6. Työnnä mäntä "kahvaan" ja työnnä sitä, kunnes se koskettaa patruunaa, fig. 6.

! Männen voi viedä sisään vain "kahvan rungon" takapuolelta männen kapea sileä pää edellä.

PAROJECT®-ruisku on nyt ladattu ja käyttövalmis.

- PUHDISTUS:** Puhdista hammaslääketieteellisessä pesu- ja desinfiointikoneessa yleisohjelmalla.
- STERILOINTI:** PAROJECT® toimitetaan epästeriilinä, ja se on steriloitava ennen ensimmäistä käyttökertaa. Steriloi kostealla lämmöllä (autoklaavi) 134°C:n lämpötilassa vähintään 3 minuuttia.
- SÄILYTYS:** Säilytä kuivassa paikassa uudelleenkontaminaatiolta suojattuna.
- HÄVITTÄMINEN:** Hävitä PAROJECT®, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta. Hävitä PAROJECT® viimeisen käyttökerran jälkeen puhtaana kierrätysastiassa.
- TAKUU:** PAROJECT®, -laitteella on 5 vuoden takuu.Takuu ei kata riittämättömästä huollosta tai virheellisestä käytöstä aiheutuvia vikoja.
- TUOTTEEN:** 5 vuotta.

MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION: PAROJECT® est une seringue compacte avec un petit dosage contrôlé qui permet une injection lente non traumatisante.

COMPATIBILITÉ: PAROJECT® est utilisée avec une aiguille dentaire standard et une cartouche dentaire standard comme suit:

REF	Filetage de l'aiguille	Cartouche
2013	M6	1.8 ml
2016, 2018	7/32"	1.8 ml
2030	7/32"	2.2 ml

! Utilisez des aiguilles dentaires avec des filetages en plastique.
Évitez les filetages métalliques car ils pourraient provoquer un dépôt de copeaux de métal dans le filet.

UTILISATION PRÉVUE: Seringue dentaire pour anesthésie intra-ligamentaire.

- PROFIL DES UTILISATEURS:** À utiliser par des professionnels dentaires habilités et formés à la réalisation d'injections dentaires locales.
- INSTRUCTIONS:**
1. Dévisser la partie avant de la partie arrière (mécanisme), fig. 1.
 2. Retirer le piston en le tirant au travers de la partie arrière, fig. 2.
 3. Visser une aiguille jetable, fig. 3.
 4. Introduire une carpule dans logement de la partie avant, fig. 4.
 5. Remonter la seringue en vissant la partie arrière sur la partie avant, fig. 5.
 6. Introduire le piston au travers de la partie arrière jusqu'au contact de la carpule, fig. 6.

! Le piston ne peut pénétrer que par l'arrière, sa partie lisse la plus courte en premier.

La seringue PAROJECT® est maintenant prête à l'emploi.

- NETTOYAGE:** Nettoyer le produit dans un laveur-désinfecteur dentaire avec un programme universel.
- STÉRILISATION:** Le PAROJECT® est livré non stérile et doit donc être stérilisé avant la première utilisation. Stériliser le produit à la chaleur humide (en autoclave) à 134°C pendant au moins 3 minutes.
- STOCKAGE:** Tenir au sec, à l'abri de toute source de nouvelle contamination.
- ÉLIMINATION:** Éliminez PAROJECT® si le dispositif est endommagé ou s'il présente des traces visibles d'usure. Après la dernière utilisation, éliminez PAROJECT® dans un conteneur de recyclage après l'avoir nettoyé.
- GARANTIE:** PAROJECT® est couverte par une garantie de 5 ans. La garantie ne couvre pas des dommages dus à un entretien insuffisant ou à un maniement incorrect.
- DURÉE DE VIE DU PRODUIT:** 5 ans.

ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE: PAROJECT® è una siringa compatta con un piccolo dosaggio controllato che consente un'iniezione lenta non traumatica.

COMPATIBILITÀ: PAROJECT® viene utilizzato con un ago dentale standard e una cartuccia dentale standard in base a quanto segue:

REF	Filo per ago	Cartuccia
2013	M6	1.8 ml
2016, 2018	7/32"	1.8 ml
2030	7/32"	2.2 ml

- !

Utilizzare aghi dentali dotati di fili in plastica.
Non utilizzare fili metallici, poiché potrebbero essere causa di deposito di sfidri metallici nel filo.
- USO PREVISTO:** Siringa dentale per anestesia parodonto-ligamentale.
- DESTINATARI DEL PRODOTTO:** Deve essere utilizzata da professionisti del settore odontoiatrico autorizzati e in possesso di formazione per eseguire iniezioni dentali locali.

LIKVIDACE:	Zlikvidujte PAROJECT® pokud je injekční stříkačka poškozená nebo má viditelné známky opotřebení. Po posledním použití vyhodte PAROJECT® do recyklovatelného odpadu v čistém stavu.
ZÁRUKA:	Na PAROJECT® se vztahuje záruka 5 let. Na škody způsobené nedostatečnou péčí nebo nesprávným zacházením se nevztahuje záruka.
ŽIVOTNOST PRODUKTU:	5 let.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

APRAŠYMAS: PAROJECT® yra kompaktiškas švirkštas su kontroliuojamąja maža doze, kuris leidžia atlikti injekcijas lėtai, netraumuojat audinių

SUDERINAMUMAS: PAROJECT® naudojamas su standartine odontologine adata ir standartine odontologine kasete pagal toliau išdėstytus reikalavimus:

REF	Adatos sriegis	Kasetė
2013	M6	1.8 ml
2016, 2018	7/32"	1.8 ml
2030	7/32"	2.2 ml

 Naudokite adatas su plastikiniais sriegiais. Venkite metalinių sriegių, nes sriegyje gali nusėsti metalo drožlių.

PASKIRTIS: Šis odontologinis švirkštas skirtas intraligamentinei vietinei analgezijai.

NAUDOTOJAI: Prietaisą turi naudoti licencijuoti odontologijos specialistai, išmokyti atlikti vietinės dantų injekcijas.

- NURODYMAI KAIP NAUDOTI:**
1. Išardykite švirkštą į dvi dalis: priekinę (cilindrą) ir galinę (stūmoklio korpusą), 1 pav.
 2. Ištraukite stūmoklį, traukdami jį per stūmoklio korpusą, 2 pav.
 3. Prisukite vienkartinę odontologinę adatą, 3 pav.
 4. Į cilindrą įdėkite standartinę odontologinę kasetę, 4 pav.
 5. Vėl surinkite švirkštą, sukdami cilindrą į stūmoklio korpusą, 5 pav.
 6. Įkiškite stūmoklį į stūmoklio korpusą ir spauskite, kol susilies su kasete, 6 pav.

 Stūmoklį galima įstatyti tik iš stūmoklio korpuso galo, o mažiausia lygi stūmoklio dalis įstumiama į stūmoklio korpusą.

Dabar PAROJECT® švirkštas pripildytas ir paruoštas naudoti.

VALYMAS: Valykite odontologinių prietaisų dezinfekciname plautuve, naudodami universalią programą.

STERILIZAVIMAS: PAROJECT® parduodamas nesterilus ir prieš pirmąjį naudojimą turėtų būti sterilizuotas. Sterilizuokite drėgme ir karščiu (autoklave) 134°C 3 minutes.

LAIKYMAS: Laikykite sausoje vietoje, apsaugotoje nuo pakartotinio užteršimo.

ŠALINIMAS: Šalinkite PAROJECT®-jeigu prietaisas sugadintas arba turi matomų nusidėvėjimo požymių. Paskutinį kartą panaudoję, išmeskite švarų PAROJECT® į atliekų konteinerį.

GARANTIJA: PAROJECT® suteikiama 5 (penkerių) metų garantija. Dėl netinkamos priežiūros ar netinkamo naudojimo susidariusiems pažeidimams garantija netaikoma.

PRODUKTO TINKAMUMO NAUDOTI TRUKMĖ: 5 (penkerį) metai.

