


ZAHNÄRZTE SAGEN ÜBER CALAJECT™



Zahnarzt Jan Frydensberg Thomsen, DK

“Ich habe computerunterstützte Lokalanästhesie verwendet, seit Jahr 2007 kam – und ich habe jetzt für einen Zeitraum mit CALAJECT gearbeitet. Im Allgemeinen hat computergesteuerte Injektion den großen Vorteil, dass die Ergonomie unvergleichlich besser ist als bei der manuellen Injektion. Sie müssen nicht das Handgelenk beugen und gleichzeitig den Spritzenkolben drücken. CALAJECT gibt mir zusätzlichen Schub; das Gewicht des Handstückes erlebe ich als Stärke – gut ausbalanciert und leicht zu kontrollieren. Zusätzlich habe ich CALAJECT an den Fußschalter meiner Dentaleinheit geschaltet – es funktioniert ganz optimal.”



Zahnarzt Ralf Breier, DE

“Die elektronisch gesteuerte Anästhesie ist aus unserem Praxisalltag nicht mehr wegzudenken. Wenn Sie Patienten fragen, und wir fragen nach jeder Anästhesie, ist die einhellige Meinung, dass hier ein Meilenstein gesetzt wurde. Wir sitzen entspannt am Patienten, können uns bequem abstützen, der Patient zuckt nicht und fragt nach der Injektion, was wir gemacht haben. Dieses positive Erlebnis begeistert Zahnarzt und Patient, und glauben Sie mir, der Patient erzählt es weiter.“



Zahnärztin Lisbeth Skibsted, DK

“Ich will so lokal wie möglich betäuben, damit meine Patienten ohne betäubte Wangen, Zunge und Kiefer nach Hause gehen - und ohne spätere Schmerzen im Gewebe. Das bietet CALAJECT. Außerdem ist mir wichtig, dass CALAJECT eine wirtschaftliche Lösung ist. Kosten entstehen mir nur für Standard-Ampullen und -Kanülen.”

ZAHNÄRZTE SAGEN ÜBER CALAJECT™



Zahnarzt Anders Boel, DK

“Ich führe heute mehr patientenfreundliche Injektionen durch als früher, als ich manuell betäubte. In neun von zehn Fällen reichen intraligamentäre und Infiltrationsanalgesie. Das bedeutet auch weniger Anästhesieflüssigkeit pro Patient. Der Druckindikator liefert mir ein gutes Feedback. So sehe ich, ob ich “richtig stehe”, ob das Anästhetikum nicht einfach nur ausläuft.“



Zahnarzt Søren Holm, DK

“Mit CALAJECT kann ich meine nervösen Patienten leichter behandeln. Auf dem Stuhl sind sie ruhiger und wirklich begeistert, dass ich sie ohne Probleme behandle.“



Zahnärztin Mette Kæraa, DK

“Das schmerzfreie Erlebnis mit CALAJECT führt manchmal dazu, dass Patienten lebenslang treu bleiben. Es ist ein unentbehrlicher Teil der schmerzfreien Behandlung, die wir anbieten.“



Zahnarzt Rune Ørum Luk, DK

“Es ist ein klares Signal, dass die Klinik die neueste Technologie nutzt. In anderen Worten; wir investieren in das Wohlbefinden unserer Patienten.“

ZAHNÄRZTE SAGEN ÜBER CALAJECT™



Zahnärztin Tina Løbner, DK

“CALAJECT ist erstaunlich! Es hat klare Vorteile gegenüber dem Gerät mit dem ich bisher gearbeitet habe. Es erlaubt mir alle Arten von Lokalanästhesien zu machen. Ich vermeide die Verschwendung von Narkoseflüssigkeit und die Kosten für Einweg Schlauch-Sets – nur die Standard-Nadeln und –Ampullen aus der manuellen Anästhesie werden verwendet. Ausserdem ist CALAJECT leicht zu reinigen.“



Zahnärztin Hanna Marcinowska, PL

“Ich arbeite seit vielen Jahren mit computerunterstützter Anästhesie, in der Tat, seit es diese Systeme auf dem Markt gibt. Es hat den Komfort um eine Anästhesie auszuführen unglaublich verbessert – für die Patienten und für mich. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen mit einer Karpulenspritze zu anästhesieren, und auch meine Patienten nicht. Leider war bis vor kurzem ein großes Problem mit der computergestützten Anästhesie die hohen Zusatzkosten für eine einzelne Narkose. Deshalb zog es sofort meine Aufmerksamkeit auf das neue System CALAJECT, das keine speziellen, teuren Einwegartikel erfordert. CALAJECT ist extrem einfach und intuitiv. Ich kann zur Anästhesie die Standard Nadeln und Karpulen, wie für eine Karpulenspritze, verwenden. CALAJECT ist sehr modern, ich liebe das Design und die speziellen Programme für die unterschiedlichen Arten der Lokalanästhesie. In der Praxis ist das System, das den Gewebewiderstand misst und den Druck steuert, sehr nützlich – das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Gewebewiderstand zu hoch ist. Dank dessen, bin ich mir sicher, dass der Patient nicht das Gefühl von Gewebedehnung und Schmerz hat.“

ZAHNÄRZTE SAGEN ÜBER CALAJECT™



Zahnarzt Marcin Bogurski, PL

“Ich bin ein Zahnarzt der zweiten Generation und beobachte die Entwicklung meines Berufes seit meiner Kindheit. In den letzten 40 Jahren waren die Entwicklungen enorm und wir alle wissen dies. Die Haltung, Patienten fühlen Schmerz beim Zahnarztbesuch, hat sich ebenfalls geändert. Anästhesie ist einfach ein Standardverfahren für alle Praktiker. Die Erwartungen der Patienten wachsen jedoch. Sie verlangen, dass die Anästhesie schmerzlos verläuft. Über mehrere Jahre habe ich viele Geräte dieser Art getestet, aber ich bin bisher, gemäß meiner Erfahrung, meiner zuverlässigen Karpulenspritze treu geblieben. Dies alles änderte sich, als ich das CALAJECT kennen gelernt habe. Heute ist dieses ästhetische, moderne und kleine Gerät mein treuer Begleiter während der langen Arbeitszeiten. Und die Patienten... gut, sie sind begeistert.”



Zahnarzt Stephen Selwyn, UK

“Ich möchte sagen, dass ich bereits beim ersten Benutzen des CalaJect Gerätes genauso beeindruckt war wie meine Patienten. Die Lernkurve war sehr kurz (fast keine). Die Patienten spürten nichts bei vielen Injektionen. Bisher hatte ich nicht einen einzigen Patienten, der eine schlechte Erfahrung mit CalaJect gemacht hat. Alle Patienten wurden erfolgreich betäubt. Es scheint mir auch, dass sie schneller betäubt sind, vielleicht weil die Injektion etwas länger dauert. Ich mag wirklich auch die neue Sicherheitshülse SAFE zum Schutz vor Nadelstichverletzungen. Es gibt nur Vorteile SAFE zu benutzen.”